

يتكون البرنامج من قسمين:

(القسم الأول) الدرجات المعيارية: (اعداد أ.د./ صفوت فرج)

ويتضمن تحويل الدرجات الخام لدرجات معيارية، وقد تم تحويل الدرجات المعيارية الاصلية من الكتاب الورقي إلى صورة الالكترونية للتيسير على الاخصائيين تحويل الدرجات الخام لدرجات معيارية.

(القسم الثاني) التقرير (إعداد/ محمد أحمد محمد علي، أخصائي نفسي)

هو تصميم ارشادي لمن يرغب من الاخصائيين في استخدامه تم اعداده من خلال خبره سنوات عديدة في مجال القياس النفسي مع العديد من المؤسسات. والنموذج الحالي هو نموذج اختياري تم اعداده تيسيرا على الاخصائيين في كتابه التقارير، ويمكن تعديله حسب رغبة الاخصائي وضوابط المؤسسة التي يعمل بها

• متطلبات التشغيل

1. يتطلب تشغيل البرنامج وجود نظام تشغيل ويندوز 7 او 8 او 10
2. يتم فك ضغط الملف
3. يتم تنصيب البرنامج من خلال الملف SETUP او StanfordBinet.exe
4. بعد تحميل البرنامج يتم التشغيل من خلال أيقونة التشغيل على سطح المكتب

• طريقة الاستخدام:

1. يتم فتح البرنامج من خلال أيقونة التشغيل على سطح المكتب.
2. يتم تسجيل البيانات الأساسية للمفحوص والفاحص في الخانات المخصصة لها في البرنامج.
3. بعد ادخال البيانات الأساسية يتم اختيار التبويب الدرجات الخام والمعيارية من أعلى النافذة
4. يتم ادخال الدرجة الخام للاختبار المدخلي سلاسل الاشياء/ المصفوفات ثم الضغط على زر Enter
5. يقوم البرنامج بفتح المستوي المدخلي للاختبارات الاربعة الباقية في المجال غير اللفظي، ثم يقوم الفاحص بإدخال الدرجات الخام وفق للقواعد المتبعة في الاختبار .
6. يتم ادخال الدرجة الخام للاختبار المدخلي المفردات والضغط على زر Enter .
7. يقوم البرنامج بفتح المستوي المدخلي للاختبارات الاربعة الباقية في المجال اللفظي، ثم يقوم الفاحص بإدخال الدرجات الخام وفق للقواعد المتبعة في الاختبار .
8. يقوم البرنامج بحساب الدرجات الخام وتحويلها إلى درجات موزونة ومنها الي درجات معيارية وفق للقواعد المتبعة في كتاب المعايير.
9. بعد الانتهاء يتم حفظ الدرجات.
10. يتم الاتجاه للتبويب الفرعي للتقرير مع مراعاة ما يلي:
أ. نموذج التقرير هو نموذج ارشادي فقط ويمكن التعديل عليه بناء علي رغبة الأخصائي.

ب. عند القيام بدراسة الحالة الاكلينيكية يراعي الفروق بين درجة الذكاء غير اللفظي ودرجة الذكاء اللفظي، وكذلك الفروق بين الدرجات الموزونة للاختبارات الفرعية في المجالين غير اللفظي واللفظي وذلك وفق للتوجيهات الموجودة بكتاب دليل الفاحص .

11. يتم عمل دراسة الحالة وفق ملاحظات الفاحص حول المفحوص حسب الترتيب الموجود في البرنامج.

12. يعد الانتهاء من دراسة الحالة يتم حفظ التقرير في المكان المراد الحفظ به ويخرج الملف في صورة ملف بصيغة Microsoft word .

13. يتم فتح الملف بعد حفظة من خلال برنامج Microsoft word وعمل التعديلات اللازمة (مثل وضع شعار للمؤسسة، تغيير ألوان الكتابة، تغيير بنط الكتابة وهكذا....)

14. يجب التأكد من خروج جميع محتويات التقرير لبرنامج Microsoft word و قد يضطر الاخصائي لكتابه بعضها مرة اخرى.